

Votre contact service client

serviceclientlanagram@ftfr.eurofins.com
05 63 98 41 95
Du lundi au vendredi de 8H30-12H30 & 13H30-17H30
www.eurofins.com

Echantillon N° : 324-2025-70081513

Commande : 324-2025-011843

Code client : AFR076138

Dernière date de réception : 06/10/2025

Analysé le : 07/10/2025

Température de réception : 18.5°C

PYRENEES CANIN

Myriam DUPONT
65 avenue du Val d'Arros
65140 LAMEAC
France

Informations fournies par le client**Référence Client : 1- COMPLET**

Prélevé le : 30/09/2025

N° lot : 01402025

Préparation : Fabriqué sur place

Etat au prélèvement : Température ambiante

Cuisson : Cuit

Biologique : Faux

Conditionnement : Sachet

Lieu de prélèvement : LAMEAC

Déclaration de conformité**EXPRESSION DES RÉSULTATS OGM :**

Analyse lin : Pour l'espèce lin, l'ADN a été détecté.
Le matériel de référence utilisé est : Matériel interne.

Analyse p35S : Pour l'échantillon référencé ci-dessus, la séquence cible p35S n'a pas été détectée.
Le matériel de référence utilisé est : AOCS & ERM®.
Toutefois la quantité d'ADN cible extraite de l'espèce n'est peut être pas suffisante pour que la limite de détection s'applique à cet échantillon.

Analyse tNos : Pour l'échantillon référencé ci-dessus, la séquence cible tNos n'a pas été détectée.
Le matériel de référence utilisé est : AOCS & ERM®.
Toutefois la quantité d'ADN cible extraite de l'espèce n'est peut être pas suffisante pour que la limite de détection s'applique à cet échantillon.

Analyse H7-1 : Pour l'échantillon référencé ci-dessus, la séquence cible H7-1 n'a pas été détectée.
Le matériel de référence utilisé est : IRMM.
Toutefois la quantité d'ADN cible extraite de l'espèce betterave n'est peut-être pas suffisante pour que la limite de détection s'applique à cet échantillon.**Analyse DAS-40278-9** : Pour l'échantillon référencé ci-dessus, la séquence cible DAS-40278-9 n'a pas été détectée.
Le matériel de référence utilisé est : ERM®.
Toutefois la quantité d'ADN cible extraite de l'espèce maïs n'est peut-être pas suffisante pour que la limite de détection s'applique à cet échantillon.**Analyse VCO-01981-5** : Pour l'échantillon référencé ci-dessus, la séquence cible VCO-01981-5 n'a pas été détectée.
Le matériel de référence utilisé est : ERM®.
Toutefois la quantité d'ADN cible extraite de l'espèce maïs n'est peut-être pas suffisante pour que la limite de détection s'applique à cet échantillon.**Analyse jCry1Ac/tNos** : Pour l'échantillon référencé ci-dessus, la séquence cible jCry1Ac/tNos n'a pas été détectée.
Le matériel de référence utilisé est : Matériel interne.
Toutefois la quantité d'ADN cible extraite de l'espèce riz n'est peut-être pas suffisante pour que la limite de détection s'applique à cet échantillon.**Analyse lin CDC Triffid événement 967** :
Pour l'échantillon référencé ci-dessus, la séquence cible NOST-Spec n'a pas été détectée.
En absence de matériel de référence lin CDC Triffid FP967 certifié, la LOD du test NOST-Spec ne peut pas être déterminée expérimentalement.
Sur la base des informations disponibles sur le site <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/flax.htm>, la LOD du test NOST-Spec pour un ADN plasmidique a été estimée à > 5 copies.

Commentaires relatifs à la déclaration de conformité : Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation.

La conclusion / déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. -Pour la microbiologie des aliments, la microbiologie et la chimie des eaux : Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. -Pour la chimie des aliments : Pour déclarer ou non la conformité, l'incertitude associée au résultat a été ajoutée ou retranchée de façon à obtenir sans conteste un résultat opposable aux spécifications ou à la réglementation en vigueur afin de privilégier le risque client. Elle n'a pas été prise en compte dans le cadre des référentiels qui intègrent déjà les incertitudes de mesures ou sur demande explicite du client.

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats
Croquette chien - Portion Analytique		
Description échantillon soumis à analyse		
CTP00	Poids de l'échantillon [Méthode interne , Gravimétrie]	
	Poids de l'échantillon reçu (emballage compris) (1)	247,10 g
	Poids de l'échantillon analysé (1)	244,05 ± 12,20 g

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats	Unité	LOD	LOQ	LODp	LOQp
Croquette chien - Portion Analytique							
Recherche d'OGM							
AAC0G	Détection d'ADN de lin ⁽¹⁾ [PCR temps réel [espèce spécifique]]	déecté	copies	5			
AA18D	Détection NOST-Spec ⁽¹⁾ [Méthode interne, PCR temps réel [événement spécifique]]	non déecté					
AA87D	Détection betterave H7-1 ⁽¹⁾ [Méthode interne, PCR temps réel [événement spécifique]]	non déecté	copies	20			
AX935	Détection jCry1Ac/tNos (riz Bt63) ⁽¹⁾ [Méthode interne, PCR temps réel [construit spécifique]]	non déecté	% d'ADN	0,01			
TY CT102	Détection p35S ⁽¹⁾ [Méthode interne, PCR temps réel [criblage]]	non déecté	% d'ADN	0,01			
TY CT107	Détection tNOS ⁽¹⁾ [Méthode interne, PCR temps réel [criblage]]	non déecté	% d'ADN	0,01			
TY CT607	Détection DAS-40278-9 ⁽¹⁾ [Méthode interne, PCR temps réel [événement spécifique]]	non déecté	% d'ADN	0,01			
TY CT732	Détection VCO-Ø1981-5 ⁽¹⁾ [Méthode interne, PCR temps réel [événement spécifique]]	non déecté	% d'ADN	0,01			
Recherche d'Allergènes							
AA06A	Méthode d'extraction de l'ADN ⁽¹⁾ [Méthode interne, Extraction]	A7439					
AA06A	Prise d'essai ⁽¹⁾ [Méthode interne, Extraction]	2 x 1	g				

Notes explicatives

(1) La détermination a été réalisée par un laboratoire membre du réseau Eurofins : EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE FRANCE (Nantes), France

Informations sur l'accréditation

TY : Seuls les paramètres précédés de ce préfixe sont couverts par l'accréditation. COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-6730

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse.

Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu ou pris en charge. Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'information fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.

Les paramètres non précédés d'un préfixe à 2 caractères ne sont pas couverts par l'accréditation COFRAC. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Mazamet, 14/10/2025



Clément ROUANET - Assistant ASM